

SaniCap™


Disinfects Tagging Gun Needles



Directions for Use


Instrucciones para el Uso

1
PULL SaniCap®
out from paper tube.




1
SACA SaniCap® del
paquete

2
POP! Firmly squeeze
middle of SaniCap® until
you hear it "pop".




2
APRETE entre los
dedos hasta hacer
estallar la envoltura de
adentro.

3
INSERT needle into
swab end of SaniCap®.



3
Inserte la aguja a
través de SaniCap®.

4
DISCARD used
SaniCap® in trash.



4
PONGA SaniCap®
en la basura.